




SERS增强试剂




- 波铭科仪销售的多种SERS增强试剂、SERS芯片，均是经过严格反复试验、验证、摸索制备而成，各项性能指标都很优良，能满足大多数生物分子、染料分子及其他分析物分子的拉曼检测，稳定性高，拉曼增强效应强。
- 高灵敏性——百万倍的信号增强
- 高稳定性——在4℃条件下可保存3-8个月
- 可靠的重现性——实验结果可重现
- 特异性——保留丰富的固有拉曼信息



金纳米试剂测试奶粉中的三聚氰胺（最低检测浓度达0.63 ppm），不同浓度三聚氰胺的线性关系，线性范围为：10-100 μM



银纳米试剂测试新品红



金纳米试剂测试食用油中不同浓度的苯并芘